


Scan 4 all
presenta




IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Mis socios**

UN ENTORNO CONECTADO

IRIS BY STARCK® le permite **colaborar con diferentes tipos de socios** para facilitar la gestión de sus pedidos y sus intercambios.



Según tus necesidades, puedes:

- › añadir y/o eliminar tus propios contactos,
- › conectar una aplicación asociada,
- › sincronizar automáticamente tus datos con servicios compatibles.

¿Cómo conectarme con mis socios?

A través de IRIS CONNECT (invite a sus propios contactos)

Los contactos corresponden a los socios que desea añadir o invitar a través del directorio de IRIS CONNECT.

¿No encuentra su contacto?


Envíar una invitación por correo electrónico

Invite a

Desde IRIS CONNECT, utilice el campo «búsqueda» para encontrar rápidamente a un colaborador. Si no forma parte del directorio de IRIS, introduzca su dirección de correo electrónico para invitarlo. Recibirá un enlace de registro asociado a un código de seguridad único para crear su cuenta web en www.irisbystarck.com.

Una vez creados, estos contactos pueden recibir sus pedidos e interactuar con usted directamente a través de mensajes en IRIS CONNECT. También pueden acceder a la interfaz web dedicada, que les permite consultar, seguir y gestionar las solicitudes enviadas a www.irisbystarck.com.

A través de la sincronización (conéctese con nuestros programas asociados)



Si dispone de una cuenta con uno de los socios integrados en IRIS BY STARCK® (por ejemplo, SMILERS, CIRCLE, etc.): puede enviar su pedido directamente a su cuenta con ese socio.

Al crear un pedido y seleccionar el socio, haga clic en la tarjeta de dicho socio y siga las instrucciones para realizar el emparejamiento.

A través de la sincronización de datos (LaGalaxy de BIOTECH DENTAL)



Toda la información de sus pedidos se sincroniza automáticamente entre IRIS BY STARCK® y el servicio del socio —como LaGalaxy—, lo que garantiza una actualización continua de los datos. Más información en www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental



¿Cómo eliminar un socio?


En el caso de software sincronizado (LaGalaxy)



La desactivación de la sincronización se puede realizar en cualquier momento desde **Mi cuenta** accediendo al servicio asociado correspondiente.


La desvinculación detiene la sincronización de datos y revoca los permisos que habías concedido al servicio.

Desde el directorio IRIS CONNECT



Puede eliminar un contacto directamente desde **IRIS CONNECT > Mis contactos** haciendo clic en el icono de la "papelera" en su ficha de contacto.

En el caso de software de terceros emparejado



Vaya a **Mi cuenta > Gestionar cuentas** asociadas y haga clic en "Olvidese de" para revocar el emparejamiento de un servicio asociado.

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

-  Inside / **Guía de inicio**
-  Inside / **Mis ajustes**
-  Inside / **DIRECT SCAN**
-  Inside / **Mi cuenta**
-  Inside / **Información del sistema**
-  Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**
-  Inside / **IRIS Connect**
-  Inside / **Servicio postventa**
-  Inside / **Mis pedidos**
-  Inside / **Escaneo in tiempo real**
-  Inside / **Mis notificaciones**
-  Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**
-  Inside / **Mis socios**
-  Inside / **Workflow guiado**
-  Inside / **Mis pacientes**
-  Inside / **Workflow libre**



Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

 www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026