



Scan 4 all
présente



INSIDE / **Mes partenaires**

UN ENVIRONNEMENT CONNECTÉ

IRIS BY STARCK® vous permet de **collaborer avec différents types de partenaires** afin de faciliter la gestion de vos commandes et de vos échanges.



Selon vos besoins, vous pouvez :

- › inviter et/ou supprimer vos propres contacts,
- › connecter un logiciel partenaire,
- › synchroniser automatiquement vos données avec des services compatibles.

Comment me connecter avec mes partenaires ?

Via IRIS CONNECT (invitez vos propres contacts)

Les contacts correspondent aux partenaires que vous souhaitez ajouter/inviter via l'annuaire IRIS CONNECT.

Vous ne trouvez pas votre contact ?


Envoyer une invitation par email

Inviter

Depuis IRIS CONNECT, utilisez le champs "recherche" pour retrouver rapidement un collaborateur. S'il ne fait pas partie de l'annuaire IRIS, saisissez son adresse mail pour l'inviter. Il recevra un lien d'inscription associé à un code de sécurité unique pour créer son compte web sur www.irisbystarck.com

Une fois créés, ces contacts peuvent recevoir vos commandes et interagir par message avec vous directement via IRIS CONNECT. Ils peuvent également accéder à l'interface web dédiée, leur permettant de consulter, suivre et traiter les demandes transmises sur www.irisbystarck.com.


Via pairage (connectez-vous avec nos logiciels partenaires)



Si vous disposez d'un compte chez un des partenaires intégrées à IRIS BY STARCK® (par exemple SMILERS, CIRCLE, etc.) : vous pouvez **envoyer votre commande directement sur votre compte**, chez ce partenaire.

Lors de la création d'une commande et du choix de partenaire, cliquez sur la carte de ce partenaire et laissez vous guider pour effectuer le pairage.

Via synchronisation des données (LaGalaxy de BIOTECH DENTAL)




Toutes vos informations de commandes sont automatiquement synchronisées entre IRIS BY STARCK® et le service partenaire – comme LaGalaxy – assurant une mise à jour continue des données. Plus d'informations sur www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental



Comment supprimer un partenaire ?

Depuis l'annuaire IRIS CONNECT




Vous pouvez supprimer un contact directement depuis **IRIS CONNECT > Mes contacts** en cliquant sur l'icône "corbeille" sur sa fiche contact.

Cas des logiciels partenaires tiers pairés



Aller dans **Mon compte > Gérer les comptes partenaires** et cliquer sur "Oublier" afin de révoquer le pairage d'un service partenaire.

Cas des logiciels synchronisés (LaGalaxy)



La désactivation de la synchronisation se fait à tout moment depuis **Mon compte** en accédant au service partenaire associé.

La dissociation arrête la synchronisation des données et supprime les autorisations que vous aviez accordé.

ALLER PLUS LOIN AVEC IRIS BY STARCK®.

Explorez l'ensemble des ressources mises à votre disposition.



Inside / [Guide de démarrage](#)



Inside / [Mes réglages](#)



Inside / [DIRECT SCAN](#)



Inside / [Mon compte](#)



Inside / [Informations système](#)



Inside / [Outils autour du scan](#)



Inside / [IRIS Connect](#)



Inside / [SAV](#)



Inside / [Mes commandes](#)



Inside / [Scan en temps réel](#)



Inside / [Mes notifications](#)



Inside / [Spécifications techniques ordinateur](#)



Inside / [Mes partenaires](#)




Inside / [Workflow guidé](#)



Inside / [Mes patients](#)



Inside / [Workflow libre](#)



Accéder à toute la documentation.

Fabricant

Scan4all

L'excellence, pour tous.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositif médical de classe 1 (DM) destiné à la dentisterie numérique. CE.

Réservé aux professionnels de santé.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026