



Scan 4 all
presenta



INSIDE / **I miei partner**

UN AMBIENTE CONNESSO

IRIS BY STARCK® consente di **collaborare con diversi tipi di partner** per facilitare la gestione degli ordini e degli scambi.



A seconda delle vostre esigenze, potete:

- › invitare e/o eliminare i vostri contatti,
- › collegare un software partner,
- › sincronizzare automaticamente i vostri dati con servizi compatibili.

Come collegarmi con i miei partner?

Tramite IRIS CONNECT (invita i tuoi contatti)

I contatti corrispondono ai partner che desideri aggiungere/invitare tramite la rubrica IRIS CONNECT.

Non riuscite a trovare il vostro contatto?


Inviare un invito via e-mail

Invito

Da IRIS CONNECT, utilizza il campo "ricerca" per trovare rapidamente un collaboratore. Se non fa parte della rubrica IRIS, inserisci il suo indirizzo e-mail per invitarlo. Riceverà un link di registrazione associato a un codice di sicurezza unico per creare il suo account web su www.irisbystarck.com.

Una volta creati, questi contatti possono ricevere i vostri ordini e interagire con voi tramite messaggi direttamente tramite IRIS CONNECT. Possono inoltre accedere all'interfaccia web dedicata, che consente loro di consultare, seguire ed elaborare le richieste trasmesse su www.irisbystarck.com.


Tramite accoppiamento (collegatevi con i nostri software partner)



Se disponete di un account presso uno dei partner integrati in IRIS BY STARCK® (ad esempio SMILERS, CIRCLE, ecc.): potete inviare il **vostro ordine direttamente sul vostro account** presso quel partner.

Durante la creazione di un ordine e la scelta del partner, clicchi sulla scheda di quel partner e segui le istruzioni per effettuare l'accoppiamento.

Tramite sincronizzazione dei dati (LaGalaxy di BIOTECH DENTAL)



Tutte le informazioni relative ai suoi ordini vengono automaticamente sincronizzate tra IRIS BY STARCK[®] e il servizio partner – come LaGalaxy – garantendo un aggiornamento continuo dei dati.

Maggiori informazioni su www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental



Come eliminare un partner ?


Caso di software sincronizzati (LaGalaxy)



La disattivazione della sincronizzazione può essere effettuata in qualsiasi momento da **Il mio account** accedendo al servizio partner associato.


La dissociazione interrompe la sincronizzazione dei dati e revoca le autorizzazioni che avevi concesso al servizio.

Dalla rubrica IRIS CONNECT



Puoi eliminare un contatto direttamente da **IRIS CONNECT > I Miei contatti** cliccando sull'icona "cestino" nella sua scheda.

Caso di software partner di terze parti accoppiati



Vai su **Il mio account > Gestisci** account partner e clicca su "Dimenticare" per revocare l'accoppiamento di un servizio partner.

La dissociazione interrompe la sincronizzazione dei dati e revoca le autorizzazioni che avevate concesso.

VAI OLTRE CON IRIS BY STARCK®.

Scopri tutte le risorse a tua disposizione.

IRIS
BY STARCK®



Inside / Guida introduttiva



Inside / Le mie impostazioni



Inside / DIRECT SCAN



Inside / Il mio account



Inside / Informazioni di sistema



Inside / Strumenti relativi alla scansione



Inside / IRIS Connect



Inside / SAV



Inside / I miei ordini



Inside / Scansione in tempo reale



Inside / Le mie notifiche



Inside / Specifiche tecniche del computer



Inside / I miei partner




Inside / Workflow guidato



Inside / I miei pazienti



Inside / Workflow libero



Accedere a tutta la documentazione.

Produttore

Scan4all

Eccellenza, per tutti.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026